

Fibrosol® Foam Gentle



Descrição:

Curativo espuma de poliuretano de multicamadas, dentre elas, a camada de adesivo de silicone suave e a camada de ligação de Fibrosol® (hidrofibra de carboximetilcelulose), possuem ação direta no leito da lesão.

Característica:

- Excelente capacidade de absorção e retenção de exsudato moderado a elevado;
- Adapta-se à superfície da ferida, preenchendo toda a superfície da ferida;
- Atua como barreira antibacteriana e antiviral, que impede a contaminação externa da ferida;
- Ajuda a reduzir a dor associada à ferida durante e após sua remoção;
- Ajuda no processo de cicatrização da ferida mantendo o meio úmido ideal;
- Efeito de hemostasia física devido a formação do gel que preenche o leito da ferida;
- Efeito de amortecimento devido a presença da espuma de poliuretano.;
- Remoção sem causar danos devido a presença do Fibrosol e do adesivo de silicone.

Indicação:

Fibrosol Foam Gentle é indicado para proteção de feridas propensas à infecção, queimaduras de segundo grau, úlceras de pé diabético, lesões por pressão, úlceras de pernas e isquêmicas, feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, feridas que estão propensas a sangramento, feridas oncológicas, locais doadores e receptores de enxerto.

Códigos	Dimensões
FibFoamGn 1010	10 cm x 10 cm
FibFoamGn 1515	15 cm x 15 cm
FibFoamGn 2222	22 cm x 22 cm (sacral)