

Fibrosol Ag Non Adhesive

Descrição:

Curativo primário, não aderente, constituído de Carboximetilcelulose impregnado com prata iônica (1,2%). Possui capacidade de absorver o exsudato da ferida (15 a 20 vezes seu peso em exsudato), convertendo o curativo em um gelmacio e coeso. A presença de prata proporciona atividade antimicrobiana de amplo espectro contra muitas bactérias gram-positivas, gram-negativas e fungos e atua como uma barreira eficaz prevenindo a infecção. O curativo é composto por uma camada.



Característica:

- Adequa-se facilmente à superfície da ferida;
- Efeito de hemostasia física;
- Mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização;
- Ajuda a reduzir a dor da ferida;
- Auxilia no desbridamento autolítico;
- Recortável, pode ser usado em cavidades;
- Ampla atividade antimicrobiana contra muitas bactérias gram-positivas e gram-negativas e fungos;
- Excelente capacidade de absorção e retenção de exsudato, moderado a alto;
- Remoção com pouco ou nenhum dano ao tecido recém-formado;
- Estéril.

Indicação:

Manejo de feridas infectadas e com risco de infecção, queimaduras de segundo grau, úlceras diabéticas nos pés, lesão por pressão e úlceras de perna, feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, feridas com tendência a hemorragias, feridas oncológicas, locais de enxerto, tratamento de feridas infectadas, tratamento de lesões das pessoas com Epidermólise Bolhosa.

Códigos	Dimensões
FibAg 1010	10 x 10 cm
FibAg 1515	15 x 15 cm