

Poolfix

24% Elastodieno (recoberto com Poliamida)
76% Poliamida

Metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25 metros linear esticado.

INSTRUÇÕES DE USO: Poolfix é uma rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos específicos sobre qualquer parte do corpo humano.

Poolfix deve ser usado na medida indicada para cada parte do corpo humano, evitando o excesso de compressão sobre o curativo.



Cor	Calibre	Altura	Largura	Infantil
Branco	0.5	11 mm	dedo (P)	dedo
Azul	1	14 mm	dedo	punho
Verde Limão	2	17 mm	punho	mão e pé
Amarelo	3	21 mm	mão - pé	antebraço - cotovelo
Marrom	4	23 mm	antebraço - cotovelo	braço - perna
Verde	5	29 mm	braço - perna	cabeça - pescoço - joelho - ombro
Rosa	5.5	33 mm	cabeça - pescoço - joelho - braço	coxa
Roxo	5.8	43 mm	cabeça - pescoço - joelho - coxa - braço	abdome
Laranja	6	57 mm	ombro - coxa	perineal
Uva	7	59 mm	perineal - torax - abdome (P)	perineal - torax - abdome (P)
Azul Claro	8	66 mm	perineal - torax - abdome (M)	perineal - torax - abdome (M)
Vermelho	9	83 mm	perineal - torax - abdome (G)	perineal - torax - abdome (G)
Azul Marinho	10	100 mm	perineal - torax - abdome (GG)	perineal - torax - abdome (GG)